

Spirit 600

Therapie

Sauerstofflangzeit-Therapie

Hersteller/Lieferant

Chart Biomedical Ltd.



Beschreibung

Der Spirit wurde entwickelt, um Patienten ein Maximum an Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Spirit verfügt über ein eingebautes Sauerstoff-Rationalisierungssystem, das bei jedem Atemzug die eingestellte Menge Sauerstoff verabreicht. Das Gerät hat eine geringe Größe und ist sehr leicht. Das Gerät wird durch langlebige und leicht auszuwechselnde Dual-C Batterien mit Strom versorgt. Der einzige, einfach zu bedienende, Einstellregler ist für den Patienten benutzerfreundlich, während die weiche Schutzhülle die Anwendung des Spirit sehr angenehm gestaltet.

Vorteile

- Leichtgewichtiges, tragbares Sauerstoff-Versorgungssystem
- Flüssigkapazität 0,63 Liter
- Eingebautes Sauerstoff-Rationalisierungssystem mit Einstellungen von 1 bis 5 LPM
- Dauerversorgung als Back-Up-Einstellung
- Betriebsstunden (ca.): 13-17 Stunden
- Betriebsdauer der Batterien: ca. 500 Stunden
- Weiche Schutzhülle
- Lieferbar in Ausführungen Side- oder Top-Fill Befüllung

Lieferumfang

Gerät, Tragegurt, Batterien



| Produkt-Bezeichnung | Hersteller-Nr. | Artikel-Nr. | HiMi-Nr. |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Spirit 600 - Topfill | 13139538 | 257377001 | 14.24.05.6006 |
| Spirit 600 - Sidefill | 13103105 | 257377003 | 14.24.05.6006 |

Spirit 600



Spirit 600

Technische Spezifikation

| | |
|--|---|
| Kapazität | |
| Flüssig (kg) | 0,68 |
| Flüssig (Liter) | 0,63 |
| Gasförmig (Liter) | 516 |
| Einstellbare Durchflüsse Liter pro Minute (LPM) | Aus / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / Dauerversorgung (bei 2 LPM) |
| Pulsdurchfluss | 15ml, pro 1 LPM Einstellung, pro Atemzug |
| Betriebsstunden bei 2 LPM & 16 BPM | 17 Stunden |
| bei 2 LPM & 20 BPM | 13 Stunden |
| Betriebsdruck | 1,4 bar |
| Normale Verdampfungsrate | 0,54 kg |
| Füllzeit | 1,5 min. (warm) / 1,0 min. (kalt) |
| Abmessungen | 292 x 152 x 114 mm (H x B x T) |
| Gewicht leer (kg) | 1,86 |
| Gewicht gefüllt (kg) | 2,54 |
| Stromversorgung | Elektrische C-Zellen (2 Stück) |
| Betriebsdauer der Batterien | Ca. 500 Stunden |
| Alarmer / Anzeigen | Grüne LED mit jedem Atemzug / rote LED für niedrige Batteriespannung |
| Außen-Material | |
| Gehäuse | Polyäthylenschaum |
| Gurt | Nylon |

... INFO ... INFO ...

Für weitere Fragen zum Produkt oder zum Unternehmen Air Products Medical sind wir für Sie jederzeit unter **0800 / 52 50 274** zu erreichen.